





HS-2709 A/B/C バイマニュアルハンドピース A:吸引用 直 B:吸引用 曲 C:灌流用 (吸引口0.3mm 灌流口0.4mm)

HS-9822

ZFUEJU= Instrument for LASIK

●角膜フラップ復位の際、ヒンジ側より撫でる事により層間の水分を押し流し、 発生した皺をなくします。







HS-9820 K型ヌクラスデバイダー

Nucleus Divider K-type

●従来のHS-2569よりも柄、先端部を小さく、 角度を約30°広角にし(右図参考)、操作性に優れております。




HS-9824 ビートルIOL鑷子

- ●3点支持(把持)により、IOL挿入時の回転等がなく、 思い通りの挿入が可能です。
- ●チタニウム製 全体長100mm
- ●通称:カブトムシ君 御指導:宮田 啓明先生



HS-9823 原·吉富式 一次元睫毛鑷子

- ●楕円の凹凸による噛み合わせで、睫毛をしっかり把持します。(睫毛方向に対し、垂直に操作してください。)
- ●先端部を太くし耐久性に優れ、また、独特の構造により噛み合わせ不良しにくい特長があります。



HS-9825 谷口式開臉器(NewType)

白内障OP時のマイクロチップ等の妨げにならないよう両Sideを開け、従来よりもV字型を広げる事により緑内障・白内障時の術者の視界が確保される様に工夫されております。