



**下村式角膜鑷子**  
*Corneal Forceps, Shimomura*

**HS-9828 下村式角膜鑷子**

角膜移植時の仮縫着に際し、二爪部位で把持する事によりクラフトが固定され、二爪間を通糸する事により安定した縫合が可能です。

- 先端はフィン鉤を採用し、しっかりとした把持が可能。
- 先端より5mmには10-0糸の把持が可能なフラットホーム付。
- 二爪間は0.5mmで、縫合部位がより安定。
- 全体長 85mm

御指導 近畿大学附属病院 眼科 教授 下村 嘉一 先生



SIZE追加いたしました

**HS-2570 ヴィルダー氏涙管拡張針 (太・細・極細)**

B: 3本組 (各Size×1)

極小Typeを追加いたしました。



**HS-2008 白内障手術用 僚眼固視用スタンド**

白内障手術時に非手術眼を本器を用いて固視させることにより手術眼の動きを抑制させます。

- 寸法  
可動式スタンド: 70cm-115cm フレキシブルポール: 60cm
- 先端部マジックテープ (写真等を貼り付けてください) ※右写真は例です  
御指導 栃木県 浅原眼科クリニック



**HS-9829 レーザープロテクトウイング**

ウイング型のレーザープロテクターで、炭酸ガスレーザー照射による組織切除の下記の際に有用です。

- 非切除部位を分離し、シールドします。
- 皮下組織切除の際に切除部位に滑り込ませる事により、下方への過剰照射を防ぎます
- レーザービーム先端に衝立として立てる事により、健常組織への誤照射を防ぎます。

滅菌方法: ガス滅菌 (オートクレーブは変色する事がございます。)  
素材: アルマイト (黒つや消し)