

New Products & Information 2010

ご注意:表示価格は税別価格です。



- HS-2859A1 シリコンマット1本用 (180*45)
- HS-2859B1 シリコンマット3本用 (180*70)
- HS-2859C1 シリコンマット10本用 (270*155)

HS-2859デバイスレー用のシリコンマットを販売開始致しました。



5043B 眼帯用ガーゼ綿

1箱2枚×100袋で販売開始致しました。



HS-2728C (ロック基)涙管洗滌針 25G (曲)

(通称)涙洗針にロック基25Gを追加いたしました。1箱12本入



HS-2845T チタニウム クレンメ

クレンメのチタニウム製です。通常の使用はもちろん、軽量化により、斜視等の手術時において、筋肉を過度に牽引する事無く、糸の集約が可能です。



HS-9914 リカバリーポート癒着解離針 (A:スタンダード B:ショートアング)

LET手術時(リカバリーポート作成)※二重強膜弁法の際、1枚目の強膜弁の下より、結膜、テノン下に進め、更に奥へとすませることにより、強膜弁の癒着およびプレブが限局していた部位の癒着を解除できます。

御考案:宮崎県 新城眼科 風間先生



HS-2645T1,2 チタニウム クラッツ開瞼器 (10mm、13mm)

クラッツ開瞼器のチタニウムを販売開始致しました。サイズは10mmと13mmの二種類をご用意し、短時間のオペ、処置等に便利な一品です。



先端部:0.24*0.1mm



HS-9814AILMピック25G



HS-9814BILMピック20G

HS-9912A ILMピック25G

硝子体手術25Gトローカル対応ピック。内境界膜に針でとっかかりを作成した後、内境界膜下に滑り込ませ、そのまま切開致します。大きく切開した後に鑷子で内境界膜をピーリングすると一度で操作を終える事が出来ます。

御指導:前田眼科クリニック 院長 前田利根先生

HS-9912B ILMピック20G

20GのILMピックです。先端はスパーテル状ではなくフック状となっております。



HS-9913 睫毛負荷テスト用クリップ (3g)

拳筋腱膜が瞼板から外れて滑り、一見正常に見える(上まぶたが下がっていない)症状を「代償期の腱膜性眼瞼下垂症」と呼び、その症状は本品を睫毛にぶら下げ上まぶたを上げる事が出来るか否かで診断する事が出来ます。

御考案:栗橋眼科 院長 栗橋克昭先生



HS-2859D デバイスレー 深型

コアキシャルのサーキュラー鑷子等を2本収納できる滅菌ケースです。繊細な器具を通常のセットとは別に管理したい場合に最適です。

サイズ:L190×W52×D28mm