

## HS-9907J ディスポーザブル球後麻醉針 (経テノン球後針：すり鉢型)

経テノン球後針（すり鉢型）用のディスポ球後針を販売開始



全長：61mm / 先端：44mm  
 素材：針基 ポリプロピレン・色基 針管 SUS304  
 1箱25本入 ¥9,000



※本品にはガイド針（経テノン針）はついておりません

本製品は、経テノン球後針シリーズの【すり鉢型】に対応しております。

※ガイド針（経テノン針）のタイプと挿入する球後針の長さにご注意ください。

別売：HS-9907H 経テノン球後針（すり鉢型）ガイドハンドル、ガイド針セット ¥38,000



### 経テノン球後針とは？

ガイドハンドル（先端丸状）とガイド針（経テノン針）を用いて眼球を保護しながらテノン嚢を進んだ後に、ガイドハンドルを抜去。ガイド針に球後針を刺入する事によりテノンを破り筋紡錘の中に確実に麻醉薬を注入します。

通常の球後麻醉針と比べ痛みが極めて少なく、神経ブロックにより眼球運動の抑制が可能となります。網膜硝子体手術施設を中心に、多くの眼科様に採用を頂いている手法です。