

お客様各位



Eye Instruments

HANDAYA CO.,LTD

SINCE 1883

〒113-0033 東京都文京区本郷3-37-8  
電話03-3811-0087 FAX03-0818-9695  
http://www.handaya.co.jp MAIL info@handaya.co.jp

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、下記理由により弊社が販売致しております「NO.30デントロニクス注射針、NO.32デントロニクス注射針」(販売名:ディスポーザブルニードル)の、JIS改正に伴う一部仕様変更をさせていただきます。

この仕様変更につきまして、ご理解とご協力を賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

1、仕様変更(改正JIS対応)の背景

弊社の販売するNO.30デントロニクス注射針及び、NO.32デントロニクス注射針は、その認証基準である「JIS T 3209(滅菌済み注射針)、以下“JIS”と略す」に基づき製造されております。

このJISが2022年度に改正され、従前JISとの差分である



- ・針管サイズ
- ・針基の色(カラーコード)
- ・一次包装(個包装)の表示

について、改正JISへの適合が2025年3月1日以降製造分より必要となり、製品の仕様及び、表示サイズの変更をさせていただきます。

改正JISでは針外径0.254~0.267mmの表示が、0.25mmとなります。

2、従前品との変更点

●NO.32デントロニクス注射針

|       | 表示サイズ               | 針基の色(カラーコーディング)                                                                           | 一次包装(個包装)の表示                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変 更 前 | 0. 26 × 12mm        | <br>水色 | <div>DISPOSABLE NEEDLE SINGLE USE</div> <div>STERILE・NON・TOXIC・PYROGEN・FREE JAPAN</div> <div>NO.32 0.26 × 12mm</div> <div>LOT YYMMXX</div>                                                                                     |
| 変 更 後 | <u>0. 25 × 12mm</u> | <br>白  | <div>DISPOSABLE NEEDLE SINGLE USE</div> <div>STERILE・NON・TOXIC・PYROGEN・FREE JAPAN</div> <div>サイズ: 0.25 × 12 mm LOT YYMMXX ☑ YYYY-MM</div> <div>販売名: ディスポーザブルニードル (NO.32デントロニクス注射針)</div> <div>製造販売業者: エア・ウォーター・リアライズ株式会社</div> |

※NO.32デントロニクス注射針に関しては、表示サイズ(公称外径)及び、針基の色、外箱(100本入)の表示サイズも変更となります。

実際の針外径や針長、形状は変更前と同一です。

※NO.30デントロニクス注射針に関しては、一次包装(個包装)の表示のみ変更となります。

3、適用ロット

- NO.30デントロニクス注射針・・・250307 より
- NO.32デントロニクス注射針・・・250307 より

以上