

New Products & News 2007 HANDAYA CO.,LTD

ご注意:表示価格は税別価格です。

NEWサイズ



硝子体

HS-2716E/F テーパードニードル
テーパードニードルに新しいサイズが加わりました。
E: 23G-25G F: 23G-27G

ECCE時の核娩出に!



白内障

HS-9876 ダブルフィッシュフック

本製品はECCE時の核娩出器具。二本のつり針状のフックを挿入し、亜脱臼させた核の下側に滑り込ませ、先端を手前側に核へ打ち込み、固定しながら確実に核を娩出します。また、先端部の灌流口より粘弾性物質を注入し前房を維持することが可能です。

御考案: 鳥取大学医学部眼科臨床教授 飽浦 淳介 先生

2007年12月までキャンペーン中!



Suturing Forceps
for Microsurgery

HS-9878 マイクロスーチャリング鑷子

7-0から10-0まで幅広く把持できるマイクロサージャリー用の結紮鑷子です。ハンドルに4つの穴により、フィット感に優れ、且つ軽量感を実現いたしました。

全長: 87mm プラットホーム部: 5mm

斜視



Hook, Strabismus
Club type

HS-9879A/B 斜視鉤 (こん棒タイプ)

A: 大11mm B: 小5mm

斜視鉤の先端部を棒状にする事により、斜視手術にて直筋下に滑りこませ際に引っ掛かりが無く、止血防止等の効果により患者様への負担を軽減いたします。また、硝子体手術において眼球圧迫にも使用が可能です。

緑内障

結膜把持



HS-9880A/B 金沢大学式結膜把持器

A: 標準6mm B: 大型7mm

緑内障手術時、結膜切開した部位をしっかりと把持いたします。把持された結膜は術野を邪魔いたしません。