

HS-2763 宮崎式滑車下神経用麻酔ガイド針 23G



鋭先：5mm / 23G / 定価：¥9,000

滑車下神経麻酔は主に、涙道内視鏡検査、涙管チューブ挿入術に行われる神経ブロックです。内眼角部やや内側上方の箇所に針を挿入し、2%リドカイン等を1～2ml注入します。一般的には25G or 26Gの鋭針を要して行われますが、重篤な合併症として球後出血が生じる場合があります。安全性を確保するため、この23Gガイド針で皮膚だけを突破し、鈍針（30G）を用いることで出血の頻度を低下させ、神経ブロックする事が出来ます。

ご考案：尼崎総合医療センター 宮崎 千歌 先生

▼ PICK UP ▼

第40回JSCRS学術総会にて、宮本武先生にI/Aチップの発表をしていただきました。
『吸引口を広げやや先端に移動させたI/Aチップ』



HS-2709F4S	I/Aチップ	ストレート	0.4/22G	¥30,000
HS-2709F4B	I/Aチップ	ベント	0.4/22G	¥32,000